

オートショックAED

・オートショックAEDとは自動で電気ショックをおこなうAEDです。










令和3年に認可され、普及していくことが予想されます。場所により設置されている機種が異なるため注意が必要です。

オートショックAED

・AEDが自動で電気ショックを実施する

一般的なAED

・救助者が電気ショックボタンを押さなければならない

心電図の解析開始  心電図を調べています。体にさわらないで下さい。	
電気ショックが必要  電気ショックが必要です。	体にさわらない! 
体から離れる  3秒後自動で電気ショックを行います。体から離れてください。3, 2, 1	電気ショックが必要  電気ショックが必要です。
自動的に電気ショック実施  電気ショックを行いました。	電気ショックボタンを押す  充電中です。体から離れてください。点滅しているボタンを押し
胸骨圧迫及び人工呼吸を開始  体に触れても大丈夫です。ただちに胸骨圧迫及び人工呼吸を開始して下さい。	手動的に電気ショック実施  電気ショックを行いました。



このマークがあれば
オートショックAED



注意点（一般的なAED・オートショックAED共通）

AEDに2種類（小学生～大人用、未就学児用）の電極パッドが入っている場合は電極パッドのイラストを見て判断してください。